


Instrucciones de Auto-Recolección (Profesional de Atención Médica Supervisado)


¡Lea TODOS los pasos antes para recolectar su muestra!




1) Usted recibirá suministros para que usted recolecte su muestra. Recogerá su muestra bajo la supervisión de un profesional de la salud.




2) Cuando esté listo (a) para recogerla, saque el hisopo de su envoltura. No toque la punta del hisopo con las manos.




3) Insertar la punta del hisopo en una fosa nasal. La punta del hisopo ya no debería ser visible. Dele al hisopo un suave empujón contra el interior de la nariz y gírelo en un círculo. Gire el hisopo al menos 3 veces.




4) Repita el paso 4 en la otra fosa nasal.




5) Después de recoger la muestra, sostenga el hisopo en una mano y enrosque la parte superior del tubo de recolección con la otra. Coloque la parte superior del tubo en un lugar seguro porque la necesitará de nuevo. **NO TOMES EL LIQUIDO QUE SE ESTA EN EL TUBO.**




6) Busque el punto de interrupción en el mango del hisopo. Está muy cerca de la punta principal del hisopo.




7) Coloque el hisopo en el tubo de recolección y rompa el hisopo de su mango en el punto de interrupción. **NO COLOQUE EL MANGO USADO EN LA BOLSA DE BIOSEGURIDAD.**



8) Asegúrese de enroscar la parte superior del tubo de recolección.



9) Vuelva a colocar el mango del hisopo en su envoltura. **RECORDATORIO: NO COLOQUE EL MANGO USADO EN LA BOLSA DE BIOSEGURIDAD.**



10) Inserte el tubo de recolección en la bolsa de bioseguridad. Selle la bolsa de bioseguridad. Devuelva el vástago en su envoltura y la bolsa de bioseguridad al profesional de la salud.

